

# Połącz gabinet z Systemem P1

## CHMURA ZDROWOTNA

Konektor e-recepty

Konektor e-skierowania



# Konektor e-skierowania




Recepta	
<b>Data wystawienia</b> 24 października 2019 r. godz. ok. 10.	<b>ID</b> 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.17.2.1 C29E29933C8F4AF38E6707
<b>Pacjent</b> Jan Franciszek Kowalski PESEL 90080517455 <b>Data urodzenia</b> 15 września 1962 r. <b>Wiek w dniu wystawienia</b> 57 lat <b>Płeć</b> męczyzna <b>Adres</b> Odkryta 41 lok. 12 Warszawa Pocza: 03-134 Piaseczno	<b>Wystawca dokumentu</b> wydruk dokumentu elektronicznego Anna Nowakowska Lekarz NPWZ 1234567 <b>Miejsce wystawienia</b> PRZYCHODNIA EUROMEDI---- cz. I-V sys. kod. res. 000000001688-01 REGON 93118518300020 <b>Adres</b> ul. Adama Mickiewicza 20, 57-100 Strzelin <b>Kontakt</b> tel: 22-1111123 (rejestracja)
<b>Rp.</b> Enarenal 5mg tabletki 1 op. po 60 tabl. Odpłatność: 100% D.S. 1 x 1 tabl. rano	
<b>Dane o ubezpieczeniu i uprawnieniach</b> Oddział NFZ: 07 Uprawnienia dodatkowe: ZK (Nr leg.: 238/2015)	

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<?xml-stylesheet href="CDA_PL_IG_1.3.1.xsl" type="text/xsl" ?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:extPL="http://www.csioz.gov.pl/xsd/extPL/r2" xmlns:pharm="urn:ihe:pharm" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-ir
<!-- Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją 2 -->
<typeId extension="POCD_HD000040" root="2.16.840.1.113883.1.3"/>
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.1.1"/>
<templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.1"/>
<templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26" extension="1.3.1"/>
<id extension="aa2321" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.1" displayable="true"/>
<code code="57833-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Prescription for medication Document">
  <translation code="04.01" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32" codeSystemName="KLAS_DOK_P1" displayName="Recepta">
    <qualifier>
      <name code="KDLEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Kategoria dostępności leku"/>
      <value code="Rpw" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25"/>
    </qualifier>
    <name code="RLEK" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Rodzaj leku"/>
    <value code="G" displayName="Lek gotowy" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>
    </qualifier>
    <name code="TWREC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Tryb wystawienia recepty"/>
    <value code="Z" displayName="Zwykła" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>
    </qualifier>
    <name code="TRREC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1" codeSystemName="PolskieKlasyfikatoryHL7v3" displayName="Tryb realizacji recepty"/>
    <value code="Z" displayName="Zwykły" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1"/>
    </qualifier>
  </translation>
</code>
<title>Recepta</title>
<effectiveTime value="20130412"/>
<confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
<languageCode code="pl-PL"/>
<setId extension="64324" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.2.1"/>
<versionNumber value="1"/>
<recordTarget>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.23"/>
  <patientRole>
    <id extension="12345" root="2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.99999.17.1" displayable="false"/>
    <id extension="9999999999" root="2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616" displayable="true"/>
    <addr>
      <postalCode xsi:type="extPL:adxp.postalCode" postCity="Piaseczno">03-134</postalCode>
      <city>Warszawa</city>
      <streetName>Odkryta</streetName>
```





# Korzyści



**eliminuje konieczność posiadania  
specjalistycznej wiedzy  
w zakresie HL7, IHE,OID**



**eliminuje angażowanie  
zasobów własnych  
w utrzymanie zgodności  
systemu z przepisami prawa**



**eliminuje koszty stosowania  
biblioteki do podpisywania  
dokumentów**

# Wsparcie ekspertów Pentacomp



**koncentruje programistów**  
na dostarczeniu najlepszego  
produktu



**zapewnia pomoc ekspertów**  
zaangażowanych w budowę  
Systemu P1



**ułatwia implementację**  
konektora: REST-API



PENTACOMP

Think. Feel. Innovate.

Zapraszamy

---

[www.pentacomp.pl](http://www.pentacomp.pl)